



Aesculap Endoscopic Technology

EndoNovitas

Innovation, Flexibilität und Partnerschaft

Inhalt

Aesculap® Saug-Spül-Einmalprodukte

- Vorteile eines Einmal-Saug-Spülinstruments für die minimalinvasive Chirurgie
- Kombinationsmöglichkeiten aus dem Produktportfolio

13

Vorteile eines Einmal-Saug-Spülinstruments



- Flexibilität und erleichterte Organisation im OP.
- Die Funktionsqualität ist konstant auf dem Niveau eines neuen wiederverwendbaren Instruments.
- Verwendung als Nachlegereserve möglich: kein Öffnen eines weiteren Siebes notwendig.
- Durch ein Einweg-Saug-Spülinstrument werden aufwendige und kostenintensive Reinigungs- und Sterilisationsprozesse reduziert. Es entstehen freie Kapazitäten in der meist stark ausgelasteten ZSVA.
- Eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, u. a. mit wiederverwendbaren Rohren, deren Aufbereitung deutlich einfacher ist.
- Hygienische Qualität steht im Vordergrund.
- Zur Anwendung mit verschiedenen Pumpen oder als Gravitationssystem geeignet.
- Farbcodierte Saug-Spülknöpfe und Schläuche.

Unsere zwei Modelle: Kombinationsmöglichkeiten bei Einmal-Saug-Spülinstrumenten

■ Gravitationsmodell

Eine einfache und kostenbewusste Methode, die große Flexibilität bietet. Das Gravitationsmodell wird direkt an einen Spülbeutel angeschlossen, die Absaugung erfolgt über den OP-Sauger.

■ Pumpenmodell

Das Saug-Spülinstrument kann problemlos mit zwei verschiedenen Pumpen kombiniert werden. Die leistungsstarke Spülfunktion und die effektive Saugung über den OP-Sauger werden auch Sie überzeugen. Durch ein durchdachtes Produktdesign gehören „Wasserspiele“ im OP der Vergangenheit an.



MultiFlow-Pumpe für verschiedene Indikationen:

- Laparoskopie
- Arthroskopie
- Hysteroskopie
- Zystoskopie



Fluid3-Pumpe für laparoskopische Anwendungen

■ Ventilhandstück für wiederverwendbare und Einmal-Rohre



■ Auswahl an Einmal-Saug-Spülrohren aus dem Produktportfolio

Durch den Einsatz einer Einmal-Hakenektrode entfällt die Reinigung der durch die Koagulation verklebten Spitze.



Alle Produkte und Artikelnummern finden Sie in unserer Broschüre Nr. C26711

Faxantwort



PG032SU Monopolare Einmal-Hakenelektrode mit Saug-Spülrohr

Monopolare Saug-Spülelektrode mit freiliegender HF-Instrumentenspitze bei zurückgezogenem Rohr.

Durchmesser 5 mm, Schaftlänge 340 mm, 10 Stück pro Pack

Ja, ich möchte ...

- die monopolare Einmal-Hakenelektrode PG032SU testen, nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
- ein Angebot, bitte besprechen Sie mit mir die Details.
- über weitere Einmalprodukte in der minimalinvasiven Chirurgie informiert werden, senden Sie mir vorab den Katalog C26711
- noch folgenden Wunsch äußern

Wie dürfen wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

* freiwillige Angaben

Name/Titel

Klinik

Abteilung/Funktion

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel. *

E-Mail *

Ja, ich bin einverstanden, dass mich die Aesculap AG und B. Braun Melsungen AG schriftlich über Angebote und Produkte informieren und meine Daten im B. Braun Konzernverbund weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu genügt eine formlose E-Mail oder ein Brief an die unten angegebene Adresse.

Unterschrift

Senden Sie uns Ihre Antwort per Brief an:

Aesculap AG | Tamara Braun – VME | Tel. +49 (0) 74 61 95-31316 | e-Mail: endoskopie@aesculap.de
Am Aesculap Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

oder via Fax an: +49 (0) 74 61 95-2131

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. +49 (0) 74 61 95-0 | www.aesculap.de