

Aesculap Endoscopic Technology

EndoNovitas

Innovation, Flexibilität und Partnerschaft

Inhalt

Aesculap® AdTec® comBi

Bipolare Präparation - einen Schritt weiter


- **Funktionen und Vorteile**
fassen - präparieren - koagulieren - schneiden
 - **Anwendererfahrungen**
 - **Indikationen und OP**
-

25

Aesculap Endoscopic Technology

Aesculap® AdTec® comBi

AdTec® comBi ist ein Standard-bipolares Präparierinstrument, das **MEHR** kann. Die bipolare Präparierzange ist um eine mechanische Schere erweitert.



Vorteile:

- Bipolares Kombinationsinstrument
- Kein Verlust des OP-Situs durch ständigen Instrumentenwechsel
- Zeitersparnis durch weniger Instrumentenwechsel
- Hervorragende Übersicht durch feine Instrumentenspitze
- Einfaches Erkennen der aktiven Funktion (Schere bzw. Faszange) durch Farbkodierung
- Für jedes Standard HF-Gerät geeignet (Bemessungs-Zubehörspannung 700 Vp)
- Keine Aufbereitung – steriles Einmalprodukt
- Überraschend günstig

Das Instrumente hat sich z. B. besonders bei Operationen mit umfangreicher Präparationsarbeit bewährt:

- Lymphadenektomie
- Kolon- und Rektumresektion
- Adhäsiolyse
- Behandlung von Endometrioseherden
- Chirurgie der Adnexe
- Myomektomie und viele weitere Indikationen

Bipolare Präparation – einen Schritt weiter

„Am meisten schätze ich an AdTec® comBi die Kombination einer bipolaren Faszange und einer Schere, da es mir bei der Indikation der Leberresektion die Möglichkeit gibt, die Technik der offenen Chirurgie zu übernehmen. Es erlaubt mir eine sehr präzise und akkurate Dissektion.“

Prof. Felice Giuliani

Chefarzt, Bereichsleiter Hepatobilär Chirurgie,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Rom

Präzise und effektive
bipolare Koagulation

„AdTec® comBi ist besonders für onkologische Eingriffe mit ausgedehnter Präparation und Lymphadenektomie / Netzresektion geeignet, da es dem Operateur das gesamte Spektrum des chirurgischen Vorgehens bietet. Lästige Instrumentenwechsel bleiben somit erspart, was Zeit- und Konzentrationsleistung verringert. Komplexe Eingriffe werden deutlich beschleunigt und Anfänger profitieren stark davon.“

Dr. med. Günter K. Noé


Chefarzt der Frauenkliniken des Rhein Kreis Neuss
Ärztlicher Direktor KKH Dormagen



Nutzen Sie unsere Indikations-Doppel DVD. Hier beweist AdTec® comBi seine volle Einsatztauglichkeit.

Jetzt bestellen unter M06302.

Faxantwort



PO800SU

AdTec® comBi, bipolares Kombinationsinstrument
Ø 5 mm / Arbeitslänge 310 mm
zum Einmalgebrauch, Packung à 6 Stück

Ja, ich möchte...

- AdTec® comBi testen, nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
- ein Angebot zu AdTec® comBi.
- die Indikations-Doppel DVD M06302.
- noch Folgendes von Ihnen

Wie dürfen wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

* freiwillige Angaben

Name/Titel

Klinik

Abteilung/Funktion

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.*

E-Mail*

Ja, ich bin einverstanden, dass mich die Aesculap AG und B. Braun Melsungen AG schriftlich über Angebote und Produkte informieren und meine Daten im B. Braun Konzernverbund weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu genügt eine formlose E-Mail oder ein Brief an die unten angegebene Adresse.

Unterschrift

Senden Sie uns Ihre Antwort per Brief an:

Aesculap AG | Tamara Braun – VME | Tel. +49 (0) 7461 95-31316 | e-Mail: endoskopie@aesculap.de
Am Aesculap Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

oder via Fax an: +49 (0) 7461 95-2131

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. +49 (0) 7461 95-0 | www.aesculap.de