

B. Braun Desinfektions- und Reinigungsmittel zur manuellen oder maschinellen Aufbereitung

Aufbereitungsempfehlung des Medizinprodukt Herstellers	Manuelle Aufbereitung								Maschinelle Aufbereitung					
	Helipur® H plus N	Prontocid® N	Helizyme®	Cleaner N	Helipur®	Stabimed®	Helix®	Tiutol® KF	Helimatic® Neutralizer C	Helimatic® Neutralizer forte	Helimatic® Cleaner neutral	Helimatic® Cleaner enzymatic	Helimatic® Rinse neutral	Helimatic® Cleaner alkaline
sauer und/oder pH-neutral und/oder alkalisch mit Tensidzusatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
sauer und/oder pH-neutral und/oder mildalkalisch mit Tensidzusatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
sauer und/oder pH-neutral mit Tensidzusatz	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	
pH-neutral und/oder alkalisch mit Tensidzusatz			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
pH-neutral und/oder mildalkalisch mit Tensidzusatz			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
pH-neutral mit Tensidzusatz			✓	✓							✓	✓	✓	
sauer und/oder pH-neutral und/oder alkalisch ohne Tensidzusatz							✓		✓	✓				
sauer und/oder pH-neutral und/oder mildalkalisch ohne Tensidzusatz									✓	✓				
sauer und/oder pH-neutral ohne Tensidzusatz									✓	✓				
pH-neutral und/oder alkalisch ohne Tensidzusatz							✓							
pH-neutral und/oder mildalkalisch ohne Tensidzusatz														
pH-neutral ohne Tensidzusatz														

B. Braun Medical AG
 Disinfection & Hygiene
 CH-6203 Sempach-Station

i.V. Andreas Arndt
 Head of Development and Quality Assurance

i.V. Dr. Thomas-Jörg Hennig
 Application Technology Manager Europe