



Aesculap Endoscopic Technology

EndoNovitas

Innovation, Flexibilität und Partnerschaft

Inhalt

Aesculap® AdTec® mini **Sonderaktion**

- Was spricht für die Minilaparoskopie?
- Was bekommen Sie mit AdTec® mini?
- Einmaliges Aktionsangebot

19

Aesculap Endoscopic Technology



Operieren Sie bereits minilaparoskopisch?

Die Minilaparoskopie bietet Ihnen die Antwort auf folgende Fragen:

- Faszinierender kosmetischer Aspekt?
- Möglichst geringe Traumata?
- Operationstechnik beibehalten?
- Keine erneute Lernkurve?
- Zeit und Kosten einsparen?
- Hohe Stabilität des Instrumentariums?



Das Besondere der AdTec® mini Instrumentenlinie:

- Kleine, kaum wahrnehmbare Narben sorgen für ein außerordentliches **kosmetisches Ergebnis**
- Starke **Kraftübertragung** und hohe **Stabilität** dank innovativer Konstruktionstechnik
- Ein mechanischer Überlastschutz verringert stressbedingte Schäden beispielsweise am Maulteil
- Die Isolierung bis nah an die Maulteile erhöht deutlich den **Schutz** vor Fehlströmen
- **Vollständig zerlegbares Instrumentarium** wird hohen Hygieneanforderungen gerecht



AdTec® mini – kraftvoll und robust

Die AdTec® minis sind im Unterschied zu früheren Instrumentengenerationen auf Basis des Druck- statt Zugprinzips konstruiert worden. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Übertragung der Kräfte ohne dabei die Mechanik zu beschädigen.



Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Sonderpreis
1	PE508A	Weitwinkel Optik, D: 4,0 mm; L: 302 mm; 30°	1.120,84€
1	JF431R	Optiktray, für eine Optik bis 340 mm	89,48 €
1	OP923	Full HD Fiberglas-Lichtkabel, D: 4,8 mm; L: 2,5 m	264,00 €
2	EK315R	Trokarhülse, glatter Schaft, ohne Insufflationshahn, L: 110 mm	75,90 €
1	EK346R	Trokardorn, keglig-spitz, zur Verwendung mit EK315R	35,42€
1	EK314R	Trokarhülse, glatter Schaft, mit Insufflationshahn, L: 110 mm; Erweiterter Innendurchmesser zur optimalen Insufflation oder zur Einführung von Nadeln und 4 mm Endoskopen	79,75 €
1	EK356R	Trokardorn, keglig-spitz, zur Verwendung mit EK314R	35,42 €
1 Pack	EK380P	Trokar-Ventileinheit, latexfrei, Pack = 20 Stück	140,25 €
1	EK390R	Reduzierhülse, von 5 auf 3,5 mm	40,15 €
1	PO300R	Metzenbaum AdTec mini Präparierschere, monopolar, D: 3,5 mm; L: 290 mm; stumpf/stumpf, drehbar	431,25 €
1	PO301R	AdTec mini Hakenschere, monopolar, D: 3,5 mm; L: 290 mm; stumpf/stumpf, drehbar	431,25 €
1	PO302R	Maryland AdTec mini Fasszange, monopolar, D: 3,5 mm; L: 290 mm; gezackt	431,25 €
1	PO306R	AdTec mini Fasszange, monopolar, D: 3,5 mm; L: 290 mm; gezahnt, gefensterter	431,25 €
1	PO309R	AdTec mini Fasszange, monopolar, D: 3,5 mm; L: 290 mm; gezahnt, mit Aussparung im Maul, gefensterter	431,25 €
1	GK398R	Elektrodenadel, zur Verwendung mit Handgriff für monopolare niederenergetischen Mikronadeln	46,75 €
1	PG041R	Saugspülrohr, wieder verwendbar, D: 3,5 mm; L: 310 mm; zur Verwendung mit Einmalschlauchsystemen PG122SU, PG123SU, PG074SU, PG075SU, PG037SU	66,00 €
1	BN322R	Taststab, mit Skalierung, D: 3,5 mm; L: 400 mm; Kann auch als Wechselstab eingesetzt werden	41,25 €
1	PL435R	Knotenschieber, für extrakorporale Knoten, D: 3,5 mm; L: 310 mm	74,25 €
1	GK239	Monopolares Anschlusskabel	43,89 €
1	JK442	Wanne für 1/1 Container, Höhe: 135 mm	258,30 €
1	JF214R	1/1 Siebkorb perforiert, L: 485 mm; B: 253 mm; H: 106 mm	115,40 €
1	JK489	Basis 1/1 Unterdeckel, silber	216,70 €

Aktionspreis
anstatt 8.927,40 €

4.900,- €*

* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto, Verpackung und Versand.
Alle Preise beziehen sich ausschließlich auf diese Aktion und sind gültig bis zum 31.10.2014 und nur innerhalb Deutschlands.

Faxantwort



PO300R
Metzenbaum AdTec mini Präparierschere, monopolar,
D: 3,5 mm; L: 290 mm; stumpf/stumpf, drehbar



Ja, ...

- ich interessiere mich für AdTec® mini. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
- aktuell findet ein Instrumenten Projekt statt. Bitte nehmen Sie diesbezüglich mit mir Kontakt auf.
- ich wünsche weitere Produktunterlagen
- ich habe noch folgenden Wunsch

Wie dürfen wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

* freiwillige Angaben

Name/Titel

Klinik

Abteilung/Funktion

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Tel.*

E-Mail*

Ja, ich bin einverstanden, dass mich die Aesculap AG und B. Braun Melsungen AG schriftlich über Angebote und Produkte informieren und meine Daten im B. Braun Konzernverbund weitergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Dazu genügt eine formlose E-Mail oder ein Brief an die unten angegebene Adresse.

Unterschrift

Senden Sie uns Ihre Antwort per Brief an:

Aesculap AG | Dominik Huber – VME | Tel. +49 (0) 7461 95-1437 | e-Mail: endoskopie@aesculap.de
Am Aesculap Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland

oder via Fax an: +49 (0) 7461 95-2131

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. +49 (0) 7461 95-0 | www.aesculap.de