

| 27. Oktober 2025



Die Infusionstherapie ist ein wesentlicher Bestandteil medizinischer Behandlungen. Im B. Braun-Werk ACTIVE werden medizinische Einmalartikel für die Infusionstherapie und Arzneimittelzubereitung produziert. Diese Produkte leisten einen wichtigen Beitrag, um Infusionen sicherer zu machen und so die Gesundheit von Menschen zu schützen und zu verbessern. Hier einige Beispiele:

Mini-Spike® und Mini-Spike® 2

Entnahme- und Zuspritzspikes von B. Braun schützen medizinische Fachkräfte vor Nadelstichverletzungen und Kontaminationen, wenn diese Medikamente für eine Infusion zubereiten. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen:

Mini-Spike® (grün) mit integriertem, bakteriendichten 0,45 µm BelüftungsfILTER für reduziertes Kontaminationsrisiko.



Mini-Spike® Chemo (rot) mit integriertem 0,2 µm BelüftungsfILTER und je nach Variante mit Partikelfilter für weitestgehendem Schutz vor Aerosolen bei der Zubereitung von toxischen Substanzen.



Mini-Spike® Filter (blau) mit integriertem, bakteriendichten 0,45 µm BelüftungsfILTER und integriertem 5 µm Partikelfilter, der Partikel > 5 µm zurückhält.



Alle Varianten gibt es mit dicht verschließender Schnappkappe (Mini-Spike®) oder Safeflow-Ventil (Mini-Spike® 2).



Combi-Stopper

Ein Combi-Stopper ist ein Verschluss für steriles Verschließen aller offenen Luer-Anschlüsse. Er ist in vielen Bereichen des Krankenhauses zu finden. Täglich werden 1 Mio. Combi-Stopper von B. Braun in über 85 Ländern eingesetzt.



Transofix® Transferspike

Der universelle Transferspike wird zum Überleiten von sterilen Flüssigkeiten zwischen verschiedenen Infusionsbehältern eingesetzt.



Cyto-Set®

Dieses geschlossene Leitungssystem erhöht die Sicherheit von Patienten und Fachpersonal bei der Zubereitung und Applikation der Chemotherapien. Durch das besondere Design und die technischen Komponenten reduziert Cyto-Set® die Möglichkeit einer chemischen und mikrobiellen Kontamination von Mensch, Arzneimittel und Umwelt.

