

## Sichere Arbeitsgeräte von B. Braun

entsprechen der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5 „Prävention von Nadelstichverletzungen“

### Vasofix® Safety




Sicherheitsvenenverweilkanüle  
mit Zuspritzport

### Introcan Safety®



Sicherheitsvenenverweilkanüle  
ohne Fixierflügel für Einhand-  
Punktionstechnik

### Venofix® Safety



Sicherheitsvenenpunktkanüle  
zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/  
Transfusion/Blutentnahme

### Hypodermic® Needle-Pro



Sicherheitseinmalkanüle mit  
Kanülenschutzvorrichtung

### Surecan® Safety II



Sicherheitsportkanüle mit  
Spezierschliff

### Certofix® Safety



Zentraler Venenkatheter mit Sicher-  
heitskanüle und Sicherheitskalpell

### Solofix® Safety



Einmal-Sicherheitslanzette  
zur Kapillarblutentnahme

### Diacan® Safety



Sicherheitskanüle  
für die Hämodialyse

### Aesculap Sicherheitskalpell



Einmalskalpell  
mit Kohlenstoffstahl-Klinge  
und Klingenschutz

### Medibox®



Behälter zur Entsorgung  
von spitzen oder scharfen  
medizinischen Instrumenten

PRODUKTNAME	GRÖSSE/ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PZN
Vasofix® Safety	24G (0,7 x 19 mm), Katheter aus PUR	4269071S-01	05132456
	22G (0,9 x 25 mm)	4268091S-01	00198120
	20G (1,1 x 33 mm)	4268113S-01	00198137
	18G (1,3 x 33 mm)	4268334S-01	00198143
	18G (1,3 x 45 mm)	4268130S-01	00198605
	17G (1,5 x 45 mm)	4268156S-01	00198700
	16G (1,7 x 50 mm)	4268172S-01	00198841
	14G (2,2 x 50 mm)	4268210S-01	00199415
Introcan Safety®**	24G (0,7 x 19 mm)	4252500-01	04095693
	22G (0,9 x 25 mm)	4252519-01	04095701
	20G (1,1 x 32 mm)	4252535-01	04095718
	18G (1,3 x 32 mm)	4252560-01	04095724
	18G (1,3 x 45 mm)	4252551-01	04095730
	16G (1,7 x 50 mm)	4252578-01	04095747
	14G (2,2 x 50 mm)	4252594-01	04095753
Venofix® Safety	27G (0,4 x 14 mm), Schlauch: 30 cm	4056501-01	08839848
	25G (0,5 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056502-01	08839860
	23G (0,65 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056503-01	08839883
	21G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056504-01	08839908
	21G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 18 cm	4056506-01	08839937
	19G (1,1 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056505-01	08839920
Hypodermic® Needle-Pro*	20G x 1 1/2" (0,9 x 38 mm), Luer-Lock	4658311	09189341
	21G x 1 1/2" (0,8 x 38 mm), Luer-Lock	4658309	09189329
	23G x 1" (0,6 x 25 mm), Luer-Lock	4658305	09189281
	18G x 1 1/2" (1,2 x 38 mm), Luer-Lock	4658313	09189364
	22G x 1 1/2" (0,7 x 38 mm), Luer-Lock	4658307	09189306
	25G x 1" (0,5 x 25 mm), Luer-Lock	4658303	09189269
	25G x 5/8" (0,5 x 16 mm), Luer-Lock	4658302	09189252
	26G x 1/2" (0,45 x 12 mm), Luer-Steck	4658301	09189246
	27G x 1/2" (0,4 x 12 mm), Luer-Steck	4658300	09189223
30G x 1/2" (0,3 x 12 mm), Luer-Steck	4658317	09189424	

PRODUKTNAME	GRÖSSE/ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PZN	
Surecan® Safety II	19G (1,1 x 12 mm)	4447042	13649512	
	19G (1,1 x 15 mm)	4447000	07799779	
	19G (1,1 x 20 mm)	4447001	07799785	
	19G (1,1 x 25 mm)	4447002	07799791	
	19G (1,1 x 32 mm)	4447003	07799816	
	19G (1,1 x 38 mm)	4447004	07799822	
	20G (0,9 x 12 mm)	4447043	13649529	
	20G (0,9 x 15 mm)	4447005	07799839	
	20G (0,9 x 20 mm)	4447006	07799845	
	20G (0,9 x 25 mm)	4447007	07799851	
	20G (0,9 x 32 mm)	4447008	07799868	
	20G (0,9 x 38 mm)	4447009	07799874	
	22G (0,7 x 12 mm)	4447044	13649535	
	22G (0,7 x 15 mm)	4447010	07799880	
22G (0,7 x 20 mm)	4447011	07799897		
Certifix® Safety*	22G (0,7 x 25 mm)	4447012	07799905	
	22G (0,7 x 32 mm)	4447013	07799911	
	Mono S 320 Safety 16G x 20 cm, Führungsdraht 50 cm	4160258S	-	
	Solofix® Safety	Fine: 25G x 1,5 mm	6183010	09042230
		Universal: 21G x 1,8 mm	6183000	01119660
Neonat: 0,8 mm Klinge x 2 mm		6183020	09042247	
Diacan® Safety	15G A 1,8 x 20 x 300 Gamma	7023454NP	-	
	15G V 1,8 x 20 x 300 Gamma	7023554NP	-	
	16G A 1,6 x 20 x 300 Gamma	7023464NP	-	
	16G V 1,6 x 20 x 300 Gamma	7023564NP	-	
Aesculap Sicherheitsskalpell*	Figur 10	BA810SU	09688498	
	Figur 11	BA811SU	09688506	
	Figur 15	BA815SU	09688535	
	Figur 24	BA824SU	09688624	
	Figur 36	BA836SU	09688647	
Medibox®	0,7 l (max. Füllvolumen: 0,6 l)	9193405	05368615	
	2,4 l (max. Füllvolumen: 2 l)	9193600	13847399	
	4,7 l (max. Füllvolumen: 3,9 l)	9193618	13847376	
	5,7 l (max. Füllvolumen: 4,8 l)	9193627	13847382	

\*weitere Varianten finden Sie online auf unserer Website  
\*\*auch als Variante mit Flügeln erhältlich, siehe Website



Für Informationen zur TRBA 250  
scannen Sie den QR-Code mit Ihrem  
Smartphone und einer geeigneten  
Reader-Applikation ein

B. Braun Melsungen AG | 34212 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de