

Werfen Sie einen genaueren Blick...

auf all die Vorteile, die Ihnen eine **PraxiJect™** 0,9% NaCl Fertigspritze bietet.

Es besteht ein Unterschied

PraxiJect™ Fertigspritzen setzen Standards bezüglich Qualität und Sicherheit.

Kein anderer Anbieter bietet Ihnen all diese Vorzüge in einem kostengünstigen Produkt. **PraxiJect™** wird gemäß den ISO-Standards, den GMP-Richtlinien und den Anforderungen der Qualitätskontrollen hergestellt.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen eines Produkts, das viele Kliniken bereits für sich entdeckt haben.

- ✓ In der Endverpackung sterilisiert
- ✓ Konzipiert für die Anwendung im sterilen Bereich
- ✓ Indiziert für IV Katheter-Spülung
- ✓ Präzise Graduierung
- ✓ Die enthaltene NaCl 0,9% Lösung erfüllt die Spezifikationen der US Pharmakopoe
- ✓ Frei von Latex und Konservierungsstoffen
- ✓ ISO-konformes Spritzen-Design
- ✓ Klares Labeling



Mit NaCl 0,9% vorgefüllte Spritze zum Spülen, gemäß USP

0,9 % NaCl Fertigspritze

PRAXIJECT SALINE

Vorgefüllte Spritze

Verpackung

SICHERER

- Klare und prägnante Kennzeichnung, einschließlich genauer Informationen zu Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen.
- Am Luer-Lock-Ansatz aufgeschraubte Verschlusskappe bietet mehr Sicherheit.
- Eindeutige, farbliche Kennzeichnung von Label und Verschlusskappe für eine einfache Identifikation und Unterscheidung von anderen Fertigspritzen.
- Terminale Sterilisation bietet den höchst möglichen Grad an Sterilität.
- Null-Reflux Design.

REINER

- Innen- und Außensterilität.
- Keine vorübergehende Geschmacks- oder Geruchsbeeinträchtigung während des Spülvorgangs.
- Frei von Latex und Konservierungsstoffen.
- Die enthaltene NaCl 0,9% Lösung erfüllt die Spezifikationen der US Pharmakopoe.

VERLÄSSLICHER

- Leichtes Gleiten des Kolbens. Kein Sperrereffekt oder unbeabsichtigtes Entweichen von Lösung während des Primings.
- Einfaches Priming: Nur die Verschlusskappe entfernen und den Kolben vorschieben, um die Restluft zu verdrängen.
- Strenge Fülltoleranzen. Minimale Restluft und konstantes Spritzenfüllvolumen.
- Signifikant geringerer Reflux als andere vorgefüllte Spritzen.
- Große Griffflächen zur besseren Kontrolle während des Spülvorgangs.
- Längere Kolbenstange für einfache Blutprobenentnahme.

GENAUER

- Präzise Graduierung. 0,2 ml-Schritte für 3, 5 und 10 ml ermöglichen eine genaue Lösungsverabreichung.



SICHERER

- Farbcodierter Verpackungsdruck für eine einfache Unterscheidung von anderen vorgefüllten Produkten.
- Terminale Sterilisation. Steriler Flüssigkeitsweg und sterile äußere Spritze.
- Luftdicht versiegelte Verpackung. Für alle Anwendungsbereiche in der Klinik einsetzbar, einschließlich des sterilen Bereichs.
- Garantiert sterile Spritze, innen und außen. Erhöht die Prozesssicherheit bei der Vermeidung von katheterassoziierten Infektionen durch durchgängig sterile Technik.

PRAKTIKABLER

- Kompakt. Einfach zu öffnen, einfach zu verwenden. Ermöglicht eine Standardisierung im Klinikbereich. Ein Produkt für die Spülung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
- Einzigartige 20 ml-Version zur Spülung von Zentralvenösen Kathetern und Portsystemen erhältlich.

VERLÄSSLICHER

- Leicht zu öffnende Peel-Verpackung. Kein Einreißen, jederzeit sauberes, partikelarmes Öffnen möglich.
- Verlängerte Haltbarkeit. 2 Jahre.

Artikel-Nummer	Beschreibung	VE / Stk
37043	NaCl 0,9% Spülspritze, 3 ml in 5 ml, gemäß USP	120
3704	NaCl 0,9% Spülspritze, 5 ml in 5 ml, gemäß USP	120
37053	NaCl 0,9% Spülspritze, 3 ml in 10 ml, gemäß USP	100
37055	NaCl 0,9% Spülspritze, 5 ml in 10 ml, gemäß USP	100
3705C	NaCl 0,9% Spülspritze, 10 ml in 10 ml, gemäß USP	100
3706	NaCl 0,9% Spülspritze, 20 ml in 20 ml, gemäß USP	60

Weitere Informationen und interessante Veröffentlichungen zu unseren Produkten erhalten Sie unter folgendem Link:

www.medxl.com/3-prefilled-syringes-praxiject-saline.html



285 Labrosse | Pointe-Claire (Qc) | Canada H9R 1A3 | T: +1.514.695.7474 | F: +1.514.695.1511 | www.medxl.com

* Dieses Dokument beinhaltet Informationen über Produkte, die vielleicht nicht in einzelnen Ländern erhältlich sind. Gegebenenfalls benötigen diese eine Genehmigung oder Verkaufserlaubnis einer staatlichen Regulierungsbehörde für unterschiedliche Indikationen und Restriktionen in verschiedenen Ländern. | Abbildungen dienen repräsentativen Zwecken. Die Abbildungen können von den Produkten abweichen.