

B. Braun-Überleitsysteme im Überblick

Systeme mit Click-Konnektor

Der Ecobag® Click-Beutel ist universell einsetzbar


Ecobag® Click Click-Anschluss

herkömmlicher Spike-Anschluss

Ecoclick® Überleitsystem

Ecospike® Überleitsystem


Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelportsystem ist der Ecobag® Click-Beutel auch mit allen herkömmlichen Dornanschlüssen und Überleitsystemen kompatibel.



Ecoclick® Nr. 1

Einläufiges Überleitungsgerät für die intra- und postoperative Blasenspülung mit Ecobag® click. Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.


Gesamtlänge: ca. 210 cm
Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min
REF 211 2269 | PZN 0498632
25 Stück im Karton



Ecoclick® Nr. 2

TUR-Zwillingsgerät für die intra- und postoperative Blasenspülung mit Ecobag® click. Ecoclick®-Konnektor, zwei Rastklemmen, Y-Verbindungsstück, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.


Gesamtlänge: ca. 210 cm
Schenkellänge bis Y-Verbinder: je 50 cm
Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min
REF 211 2271 | PZN 0498649
25 Stück im Karton



Ecoclick® Nr. 4

Einläufiges Überleitungsgerät mit Rücklaufsperrfunktion für die intra- und postoperative Blasenspülung mit Ecobag® click. Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Rücklaufsperrfunktion, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.


Gesamtlänge: ca. 210 cm
Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min
REF 211 2272 | PZN 1795734
25 Stück im Karton



Ecoclick®-Arthros Nr. 1

Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie mit Ecobag® click. Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Konus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Arthroskope.

Gesamtlänge: ca. 330 cm
REF 211 2277 | PZN 0498572
25 Stück im Karton



Ecoclick®-Arthros Nr. 2

Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie mit Ecobag® click. Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Luer-Lock-Ansatz zum Ankopeln an Arthroskope.

Gesamtlänge: ca. 330 cm
REF 211 2279 | PZN 0498589
25 Stück im Karton

B. Braun-Überleitsysteme im Überblick

Systeme mit Einstechdorn

Der Ecobag® Click-Beutel ist universell einsetzbar


Ecobag® Click Click-Anschluss

herkömmlicher Spike-Anschluss

Ecoclick® Überleitsystem

Ecospike® Überleitsystem


Ein Beutel, zwei Alternativen – durch das Doppelportsystem ist der Ecobag® Click-Beutel auch mit allen herkömmlichen Dornanschlüssen und Überleitsystemen kompatibel.



Ecospike® Nr. 1

Einläufiges Überleitungsgerät für die intra- und postoperative Blasenspülung. Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.


Gesamtlänge: ca. 210 cm
 Fließgeschwindigkeit: ca. 800 ml/min
REF 211 2268 | PZN 0498603
 25 Stück im Karton



Ecospike® Nr. 2

TUR-Zwillingengerät für die intra- und postoperative Blasenspülung. Zwei Ecospike Einstechdorne, zwei Rastklemmen, Y-Verbindungsstück, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.


Gesamtlänge: ca. 210 cm
 Schenkellänge bis Y-Verbinde: je 50 cm
 Fließgeschwindigkeit: ca. 800 ml/min
REF 211 2270 | PZN 0498626
 oder Gesamtlänge: ca. 260 cm (sonst ident.)
REF 211 2539 | -
 25 Stück im Karton



Ecospike® Nr. 4

Einläufiges Überleitungsgerät mit Rücklaufsperrung für die intra- und postoperative Blasenspülung. Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Rücklaufsperrung, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.


Gesamtlänge: ca. 210 cm
 Fließgeschwindigkeit: ca. 800 ml/min
REF 380 6073 | PZN 0949974
 25 Stück im Karton



Ecospike®-Arthros Nr. 1

Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie. Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Konus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Arthroskope.

Gesamtlänge: ca. 330 cm
REF 380 4003 | PZN 7479661
 25 Stück im Karton



Ecospike®-Arthros Nr. 2

Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie. Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Luer-Lock-Ansatz zum Anknüpfen an Arthroskope.

Gesamtlänge: ca. 330 cm
REF 211 2278 | PZN 0498595
 25 Stück im Karton