

SOL-M™ Einmalkanülen

Standard-Einmalkanülen

ANWENDERVORTEILE




- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus
- Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock-Einmalspritzen
- **23 G Variante:** Geeignet für die intramuskuläre, intravenöse und intraarterielle Injektion sowie für die Entnahme von Lösungen
- **25 G Varianten:** Geeignet für die subkutane, intradermale, intramuskuläre und intraarterielle Injektion sowie für die Entnahme von Lösungen

SOL-M™ EINMALKANÜLEN

- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen **1**
- Farbkodierter Konus gemäß der DIN EN ISO-Norm 6009
- Frei von Latex und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



SOL-M™ EINMALKANÜLEN, GEFERTIGT NACH DER DIN EN ISO-NORM 7864

| Gauge x Länge | Ø x Länge | ID | VE*/Karton | Art.-Nr. | PZN** |
|---|-------------|---------|----------------|----------|----------|
|  23 G x 1" | 0,6 x 25 mm | 0,37 mm | 10 x 100 Stück | K112310 | 17490037 |
|  25 G x 1" | 0,5 x 25 mm | 0,23 mm | 10 x 100 Stück | K112510 | 17490043 |
|  25 G x 1 1/4" | 0,5 x 40 mm | 0,23 mm | 10 x 100 Stück | K112515 | 17490066 |

*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, **PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich um Empfehlungen u.a. aufgrund der jeweiligen Abmessungen.

Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt letztendlich beim Anwender.