

BERPU® Einmalkanülen

Standard-Einmalkanülen

ANWENDERVORTEILE



- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus
- Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock-Einmalspritzen
- Geeignet für die subkutane, intramuskuläre und intravenöse Injektion sowie für die Entnahme von Lösungen

BERPU® EINMALKANÜLEN

- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem austenitischem Stahl
- Feindosierte Silikonbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen **1**
- Langschliff
- Frei von Latex und PVC
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück



BERPU® EINMALKANÜLEN, GEFERTIGT NACH DER DIN EN ISO-NORM 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	ID	VE*/Karton	Art.-Nr.	PZN**
 23 G x 1 ¼"	0,6 x 30 mm	0,37 mm	40 x 100 Stück	BP2330430	17391370
 25 G x 1 ¼"	0,5 x 30 mm	0,23 mm	40 x 100 Stück	BP2530430	17391387

*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton; VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück, **PZN gültig für Packung zu 100 Stück

Bei den genannten Indikationen handelt es sich um Empfehlungen u.a. aufgrund der jeweiligen Abmessungen.
Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt letztendlich beim Anwender.