

Umstellung der Artikelnummer und Verpackung

Solofix® Safety

Einmal-Sicherheitslanzetten

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, dass die Artikelnummern unserer Solofix® Safety Einmal-Sicherheitslanzetten umgestellt werden. Bei der Umstellung wird auch die Verpackung unserer Produkte (Menge pro Karton und Menge pro Palette) geändert. Die PZN, das Design und die Materialzusammensetzung unserer Einmal-Sicherheitslanzetten bleiben dabei unverändert.

Bei der Umstellung wird jeweils eine Substitution der bisherigen Artikelnummer unserer Solofix® Safety Variante auf die neue Artikelnummer hinterlegt.

Ab voraussichtlich März 2025 werden die Aufträge mit Solofix® Safety im neuen Design ausgeliefert. Unabhängig davon können Sie gern ab der KW 10 die neue Artikelnummer direkt bestellen.

Bisherige Artikelnummer und bisheriges Verpackungsdesign

Variante	VE	Art.-Nr.	PZN	Menge pro Karton	Menge pro Palette
Solofix® Safety Universal	200 Stück	6183000	01119660	4.800 Stück	96.000 Stück
Solofix® Safety Fine	200 Stück	6183010	09042230	4.800 Stück	96.000 Stück
Solofix® Safety Neonat	200 Stück	6183020	09042247	4.800 Stück	96.000 Stück

Neue Artikelnummer und neues Verpackungsdesign

Variante	VE	Art.-Nr.	PZN	Menge pro Karton	Menge pro Palette	Start der Umstellung
Solofix® Safety Universal	200 Stück	<b>6183000DE</b>	01119660	<b>2.000 Stück</b>	<b>120.000 Stück</b>	März 2025
Solofix® Safety Fine	200 Stück	<b>6183010DE</b>	09042230	<b>2.000 Stück</b>	<b>120.000 Stück</b>	März 2025
Solofix® Safety Neonat	200 Stück	<b>6183020DE</b>	09042247	<b>2.000 Stück</b>	<b>120.000 Stück</b>	März 2025

Unsere Fachberater\*innen im Außendienst und unser Kundenservice stehen Ihnen für Ihre Fragen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG



i. A. Iwona Wojcik  
Marketing Managerin Arzneimittelzubereitung & Injektion



i. A. Maximilian Iber  
Marketing Manager Regionalanästhesie

# Solofix® Safety Einmal-Sicherheitslanzetten

Sterile Einmallanzetten mit automatischem Sicherheitsmechanismus



Unsere Solofix® Safety Einmallanzetten sind in unterschiedlich farbcodierten Versionen erhältlich, um speziellen Blutentnahmeanforderungen gerecht zu werden.

Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Ausführungen:

■ Solofix® Safety Fine  
Punktionstiefe: 1,5 mm  
Blutprobe: < 10 µl  
z. B. zur Blutzuckermessung

■ Solofix® Safety Universal  
Punktionstiefe: 1,8 mm  
Blutprobe: 10–30 µl  
z. B. für allgemeine Blutdiagnose

■ Solofix® Safety Neonat  
Punktionstiefe: 2,0 mm  
Blutprobe: 70–100 µl  
z. B. für Fersenpunktion bei  
Neugeborenen

Solofix® Safety Produktvarianten

Variante	Farbe	Punktionstiefe	VE	Art.-Nr.	PZN
Solofix® Safety Universal	Rot	1,8 mm	200 Stück	6183000DE	01119660
Solofix® Safety Fine	Blau	1,5 mm	200 Stück	6183010DE	09042230
Solofix® Safety Neonat	Gelb	2,0 mm	200 Stück	6183020DE	09042247

\*PZN gültig für Packung zu 200 Stück