


Bendos Q[®]

Ein Stapler.
Drei Komponenten.




Freie Wahl

Breite Auswahl von Wechselschäften und Wechselmagazinen passend für Ihre Indikationen



Steuerung per Knopfdruck

Öffnen und schließen Sie die Maulteile schrittweise




Vaskulär Medium	Dick Extra dick	Exzessiv
10 Sek.	20 Sek.	Stops


Smart Firing Technology – Intelligente Gewebedaption

Adaptive Geschwindigkeitsregelung je nach Gewebestruktur für eine konsistente Klammernaht(1)

Selbst-Check
Stapler führt eigenständig eine Funktionsprüfung durch



Digitales Protokoll für Analysen
Benutzerprotokoll für postoperative Analysen



Akustische Signale
Akustische Rückmeldungen nach jedem Arbeitsschritt



Bestellinformationen

Handgriffe

Artikel	Schaftlänge	Durchmesser
TSN-S	65 mm	12 mm
TSN-M	160 mm	12 mm
TSN-L	260 mm	12 mm



Wechselschäfte

Artikel	Länge Klammernaht	Klammerhöhe offen	Trokar Größe	Farbe
SMG-30W	30 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	○ Weiß
SMG-45W	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	○ Weiß
SMG-60W	60 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	○ Weiß
SMG-30B	30 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	● Blau
SMG-45B	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	● Blau
SMG-60B	60 mm	2,0/2,5/3,0 mm	12 mm	● Blau
SMG-45D	45 mm	3,0/3,5/3,8 mm	12 mm	● Gold
SMG-60D	60 mm	3,5/3,8/4,2 mm	12 mm	● Gold
SMG-45G	45 mm	3,5/3,8/4,2 mm	12 mm	● Grün
SMG-60G	60 mm	3,5/3,8/4,2 mm	12 mm	● Grün
SMT-45T	45 mm	4,2/4,5/5,0 mm	15 mm	● Schwarz
SMT-60T	60 mm	4,2/4,5/5,0 mm	15 mm	● Schwarz

Magazine

Artikel	Länge Klammernaht	Klammerhöhe offen	Farbe
SRG-30W	30 mm	2,0/2,5/3,0 mm	○ Weiß
SRG-45W	45 mm	2,0/2,5/3,0 mm	○ Weiß
SRG-60W	60 mm	2,0/2,5/3,0 mm	○ Weiß
SRG-30B	30 mm	2,5/3,0/3,5 mm	● Blau
SRG-45B	45 mm	2,5/3,0/3,5 mm	● Blau
SRG-60B	60 mm	2,5/3,0/3,5 mm	● Blau
SRG-45D	45 mm	3,0/3,5/3,8 mm	● Gold
SRG-60D	60 mm	3,0/3,5/3,8 mm	● Gold
SRG-45G	45 mm	3,5/3,8/4,2 mm	● Grün
SRG-60G	60 mm	3,5/3,8/4,2 mm	● Grün

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDR (EU) 2017/745:

Bendos Q®:

Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 278 Donping Street | Suzhou Industrial Park | 215123 Suzhou | China
CE 0123

Die Produktmarke „Bendos Q“ ist eine eingetragene Marke der Touchstone International Medical Science Co., Ltd.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.