

# AESCULAP® Prevision®

Eine Philosophie. Eine Plattform.  
Mehr Möglichkeiten.



# AESCULAP® Prevision®

Die Plattform für die femorale Revision

## Monobloc zementiert

- 4 Größen
- 2 Längen (200 und 240 mm)
- 1 Offset

## Monobloc zementfrei

- 12 Größen
- 2 Längen (200 und 240 mm)
- 3 Offset Optionen

## Modulare proximale Komponenten

- 16 Größen
- 4 Durchmesser und 4 Längen
- 4 Offset Optionen

## Gerade distale Komponenten

- 40 Größen (in 1 mm Schritten)
- 4 Längen (200 - 320 mm)
- 2 Optionen für Verriegelungsschrauben

## Kurvierte distale Komponenten

- 27 Größen (in 2 mm Schritten)
- 5 Längen (240 - 400 mm)
- 2 Optionen für Verriegelungsschrauben

Eine Philosophie.


Eine Plattform.

## Konfiguration des Monoblock-Sets

- 1 Basis Sieb (dasselbe Basis Sieb wie für Modular)
- 1 zusätzliches Sieb



- Instrumente im SQ.line® Design
- Individuelles Siebkonzept
- Intuitiver und schlanker Arbeitsablauf
- Intelligente Farbmarkierung für einfache Handhabung
- Intraoperative Anpassung der Indikation
- Gleiche Femur Präparation für alle Optionen\*



## Grundlegende modulare Set-Konfiguration

- 2 Basis Siebe
- 1 zusätzliches Sieb\*\* für ausgewählte Option (gerade oder kurviert)
- Andere indikationsspezifische optionale Siebe

\*Mit Ausnahme von kurvierten \*\*Kerngrößen

**B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen**

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „Prevision“ und „SQ.line“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG oder ihrer Tochtergesellschaften. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Nr. 4008349 Stand: 01/2026