

Softima® Split Cover

DER BEUTEL FÜR MEHR KONTROLLE

NEU



- Einfacheres Anbringen des Beutels
- Visuelle Kontrolle des Stomas zu jeder Zeit

- Kontrolle der Ausscheidung (Konsistenz und Farbe)
- Kontrolle der Ausscheidungsmenge



Das Split Cover (auf Deutsch „Inspektionsfenster“) überzeugt gleich doppelt: Zum einen ist der beigefarbene Beutel äußerst diskret. Zum anderen können das Stoma und der Stuhl jederzeit kontrolliert werden – sowohl in der post-OP-Phase, als auch im täglichen Leben. Einfach praktisch!

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

- Mehr Selbstbestimmung, wenn es um die Kontrolle des Stomas und Stuhls geht (z.B. Farbe/Konsistenz, Menge)
- Kein Versorgungswechsel für die Kontrolle notwendig

Softima® Split Cover

PROGRAMMÜBERSICHT

EINTEILIGE VERSORGUNG		VOLUMEN	LOCHGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
	Softima® Active Kolo Mini	 220 ml	 15-45 mm	29.26.04.1102	30 Stück	4612215DE	12499111
	Softima® Active Kolo Midi	 460 ml	 15-50 mm	29.26.02.2167	30 Stück	4612115DE	12499128
	Softima® Active Kolo Maxi	 600 ml	 15-65 mm	29.26.02.2167	30 Stück	4612380DE	12499134
	Softima® Active Ileo Roll-Up Mini	 260 ml	 15-45 mm	29.26.04.1103	30 Stück	4622215DE	14172851
	Softima® Active Ileo Roll-Up Midi	 580 ml	 15-50 mm	29.26.02.2167	30 Stück	4622115DE	12499140
	Softima® Active Ileo Roll-Up Maxi	 710 ml	 15-65 mm	29.26.02.2167	30 Stück	4622380DE	12499157
ZWEITEILIGE VERSORGUNG		VOLUMEN	RINGGRÖSSE	HIMIV	VE	ART.-NR.	PZN
	Softima® 3S Uro	720 ml	45 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934045DE	04817117
	Softima® 3S Uro	700 ml	55 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934055DE	04819151
	Softima® 3S Uro	675 ml	65 mm	29.26.03.0052	30 Stück	934065DE	04821544
	Softima® 3S High Flow	970 ml	55 mm	29.26.11.6134	30 Stück	933055DE	04813094
	Softima® 3S High Flow	940 ml	65 mm	29.26.11.6134	30 Stück	933065DE	04813102
	Softima® 3S High Flow	900 ml	80 mm	29.26.11.6134	30 Stück	933080DE	04813438

Für die zweiteiligen Softima® 3S Systeme finden Sie wie gewohnt die Basisplatten in plan und konvex auf www.bbraun.de/stoma-patienten

B. Braun Melsungen AG | 34212 Melsungen | Deutschland
 Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50
www.bbraun.de/stoma-professionals | www.bbraun.de/stoma-patienten