

Introcán Safety® 3

Sicherheitsvenenverweilkanüle mit integrierter Membran zur Reduzierung von Blutaustritt

SCHNELLER ZWEITER BLUTRÜCKFLUSS

im Katheter.

KOMFORTABLE BEFESTIGUNGSFLÜGEL

erleichtern das Handling bei der Punktion und stabilisieren den Katheter für die gesamte Verweildauer.

BEWÄHRTER PASSIVER SICHERHEITSMECHANISMUS –


berührungssicher innerhalb des Kathetergehäuses platziert.

GUT SICHTBARER ERSTER BLUTRÜCKFLUSS

im transparenten Ansatz der Kanüle.

WENIGER ENTSORGUNGSVOLUMEN

durch den integrierten Sicherheitsmechanismus (im Vergleich zu anderen peripheren Safety-Verweilkathetern mit Stabilisationsplattform).



INTEGRIERTES SEPTUM MIT MEHRFACHFUNKTION

INTEGRIERTES SEPTUM

verhindert Blutaustritt während der Katheteranlage **und** der gesamten Verweildauer des Zugangs.

Das Septum/die Membran **verhindert nicht nur Blutaustritt** bei der Anlage des Katheters und jeder weiteren Systemeröffnung:

Die Venenkompression im Bereich der Kathetereintrittsstelle vor dem Entfernen der Stahlkanüle **ist nicht mehr notwendig** und der Anlagebereich bleibt insgesamt – z. B. auch bei einer Blutentnahme nach der Anlage – **besser vor Feuchtigkeit geschützt**.

Artikel-Nr.	PZN	Größe*	Katheter	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Flow (ml/min)	Flow (ml/h)
4251127-01	11868687	24 G	PUR	19	0,7	22	1320
4251128-01	11868701	22 G	PUR	25	0,9	35	2100
4251129-01	11868718	20 G	PUR	25	1,1	65	3900
4251130-01	11868724	20 G	PUR	32	1,1	60	3600
4251137-01	16503743	20 G	PUR	50	1,1	55	3300
4251144-01	–	20 G	FEP	50	1,1	55	3300
4251131-01	11868730	18 G	PUR	32	1,3	105	6300
4251132-01	11868747	18 G	PUR	45	1,3	100	6000
4251136-01	12644205	16 G	PUR	32	1,7	195	11700
4251133-01	12644211	16 G	PUR	50	1,7	185	11100
4251135-01	16032031	14 G	PUR	32	2,2	325	19500
4251134-01	16032048	14 G	PUR	50	2,2	310	18600

Verkaufseinheit: 200 Stück (4 x 50 Stück) *Größen 18G bis 24G können mit Injektionspumpen bis 300 psi verwendet werden. ISO 10555-1/5