

PRODUKTNAME	GRÖSSE/ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PZN
Vasofix® Safety*	24G (0,7 x 19 mm), Katheter aus PUR	4269071S-01	05132456
	22G (0,9 x 25 mm)	4268091S-01	00198120
	20G (1,1 x 33 mm)	4268113S-01	00198137
	18G (1,3 x 33 mm)	4268334S-01	00198143
	18G (1,3 x 45 mm)	4268130S-01	00198605
	17G (1,5 x 45 mm)	4268156S-01	00198700
	16G (1,7 x 50 mm)	4268172S-01	00198841
	14G (2,2 x 50 mm)	4268210S-01	00199415
	Introcán Safety®*	24G (0,7 x 19 mm)	4252500-01
22G (0,9 x 25 mm)		4252519-01	04095701
20G (1,1 x 32 mm)		4252535-01	04095718
18G (1,3 x 32 mm)		4252560-01	04095724
18G (1,3 x 45 mm)		4252551-01	04095730
16G (1,7 x 50 mm)		4252578-01	04095747
14G (2,2 x 50 mm)		4252594-01	04095753
Introcán Safety® 3	24 G (0,7 x 19 mm)	4251127-01	11868687
	22 G (0,9 x 25 mm)	4251128-01	11868701
	20 G (1,1 x 25 mm)	4251129-01	11868718
	20 G (1,1 x 32 mm)	4251130-01	11868724
	20 G (1,1 x 50 mm)	4251137-01	16503743
	18 G (1,3 x 32 mm)	4251131-01	11868730
	18 G (1,3 x 45 mm)	4251132-01	11868747
	16 G (1,7 x 32 mm)	4251136-01	12644205
	16 G (1,7 x 50 mm)	4251133-01	12644211
	14 G (2,2 x 32 mm)	4251135-01	16032031
	14 G (2,2 x 50 mm)	4251134-01	16032048
Introcán Safety® W*	24G (0,7 x 19 mm)	4254503-01	04095776
	22G (0,9 x 25 mm)	4254511-01	04095782
	20G (1,1 x 32 mm)	4254538-01	04095799
	18G (1,3 x 45 mm)	4254554-01	04095813
Venofix® Safety	27G (0,4 x 14 mm), Schlauch: 30 cm	4056501-01	08839848
	25G (0,5 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056502-01	08839860
	23G (0,65 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056503-01	08839883
	21G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056504-01	08839908
	21G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 18 cm	4056506-01	08839937
	19G (1,1 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056505-01	08839920
Sterican® Safety	30G (0,3 x 13 mm), Langschliff	4670002S-01	13353705
	27G (0,4 x 13 mm), Langschliff	4670005S-01	13353734
	26G (0,45 x 13 mm), Langschliff	4670008S-01	13353740
	25G (0,5 x 16 mm), Langschliff	4670012S-01	13353757
	25G (0,5 x 25 mm), Langschliff	4670016S-01	13353763
	25G (0,5 x 40 mm), Langschliff	4670020S-01	13353786
	24G (0,55 x 25 mm), Langschliff	4670022S-01	13353792
	23G (0,6 x 25 mm), Langschliff	4670025S-01	13353800
	23G (0,6 x 30 mm), Langschliff	4670027S-01	13353817
	23G (0,6 x 40 mm), Langschliff	4670028S-01	13353823
	22G (0,7 x 25 mm), Langschliff	4670030S-01	13353846
	22G (0,7 x 30 mm), Langschliff	4670032S-01	13353869
	22G (0,7 x 40 mm), Langschliff	4670035S-01	13353875

Fortsetzung Sterican® Safety Produktgrößen bitte Seite aufklappen

\* weitere Varianten finden Sie online auf unserer Website [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)


Für weitere Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Einsatz sicherer Arbeitsgeräte regeln, besuchen Sie uns online unter

[www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/infusionstherapie/sichere-arbeitsgeraete-von-b--braun.html](http://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/infusionstherapie/sichere-arbeitsgeraete-von-b--braun.html)



oder scannen Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation ein, um zur Website zu gelangen.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen



## SICHERE ARBEITSGERÄTE VON B. BRAUN


ENTSPRECHEN DER TRBA 250, ABSCHNITT 4.2.5  
„PRÄVENTION VON NADELSTICHVERLETZUNGEN“



Für Informationen zur TRBA 250 scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und einer geeigneten Reader-Applikation ein

Vasofix® Safety



 Sicherheitsvenenverweilkanüle mit Zuspritzport

Introcan Safety®




Sicherheitsvenenverweilkanüle ohne Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik

Surecan® Safety II




 Sicherheitsportkanüle mit Spezialschliff

Certifix® Safety



Zentraler Venenkatheter mit Sicherheitskanüle und Sicherheitskalpell

Introcan Safety® 3



Sicherheitsvenenverweilkanüle mit integrierter Membran zur Reduzierung von Blutaustritt

Introcan Safety® W



Sicherheitsvenenverweilkanüle mit Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik

Solofix® Safety




Einmal-Sicherheitslanzette zur Kapillarblutentnahme


Diacan® Safety



 Sicherheitskanüle für die Hämodialyse


Venofix® Safety



 Venenpunktionsbesteck mit Sicherheitsmechanismus zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion/Blutentnahme

Sterican® Safety



 Sicherheitsinjektionskanüle mit fest verbundenem Schutzschild


Aesculap Sicherheitsskalpell



Einmalskalpell mit Kohlenstoffstahl-Klinge und Klingenschutz

Medibox®



**NEU: Medibox® 0,8 L**  
 Behälter zur Entsorgung von spitzen oder scharfen medizinischen Instrumenten

PRODUKTNAME	GRÖSSE/ABMESSUNGEN	ART.-NR.	PZN	
Sterican® Safety Fortsetzung	21G (0,8 x 25 mm), Langschliff	4670040S-01	13353881	
	21G (0,8 x 30 mm), Langschliff	4670042S-01	13353898	
	21G (0,8 x 40 mm), Langschliff	4670045S-01	13353906	
	20G (0,9 x 25 mm), Langschliff	4670047S-01	13353912	
	20G (0,9 x 40 mm), Langschliff	4670050S-01	13353929	
	19G (1,1 x 40 mm), Langschliff	4670052S-01	13353668	
	18G (1,2 x 25 mm), Langschliff	4670053S-01	13353680	
	18G (1,2 x 40 mm), Langschliff	4670055S-01	13353697	
Surecan® Safety II	19G (1,1 x 12 mm)	4447042	13649512	
	19G (1,1 x 15 mm)	4447000	07799779	
	19G (1,1 x 20 mm)	4447001	07799785	
	19G (1,1 x 25 mm)	4447002	07799791	
	19G (1,1 x 32 mm)	4447003	07799816	
	19G (1,1 x 38 mm)	4447004	07799822	
	20G (0,9 x 12 mm)	4447043	13649529	
	20G (0,9 x 15 mm)	4447005	07799839	
	20G (0,9 x 20 mm)	4447006	07799845	
	20G (0,9 x 25 mm)	4447007	07799851	
	20G (0,9 x 32 mm)	4447008	07799868	
	20G (0,9 x 38 mm)	4447009	07799874	
	22G (0,7 x 12 mm)	4447044	13649535	
Certifix® Safety*	Mono S 320 Safety 16G x 20 cm, Führungsdraht 50 cm	4160258S	-	
	Solofix® Safety Fine: 25G x 1,5 mm	6183010	09042230	
	Universal: 21G x 1,8 mm	6183000	01119660	
	Neonat: 0,8 mm Klinge x 2 mm	6183020	09042247	
	Diacan® Safety	15G A 1,80 x 20 x 300 Gamma	7023454NP	-
		15G V 1,80 x 20 x 300 Gamma	7023554NP	-
		15G A 1,80 x 25 x 300 Gamma	7023456NP	-
		15G V 1,80 x 25 x 300 Gamma	7023556NP	-
		16G A 1,60 x 20 x 300 Gamma	7023464NP	-
		16G V 1,60 x 20 x 300 Gamma	7023564NP	-
16G A 1,60 x 25 x 300 Gamma		7023466NP	-	
16G V 1,60 x 25 x 300 Gamma		7023566NP	-	
17G A 1,40 x 20 x 300 Gamma	7023474NP	-		
17G V 1,40 x 20 x 300 Gamma	7023574NP	-		
Aesculap Sicherheitsskalpell*	Figur 10	BA810SU	09688498	
	Figur 11	BA811SU	09688506	
	Figur 15	BA815SU	09688535	
	Figur 24	BA824SU	09688624	
	Figur 36	BA836SU	09688647	
Medibox®	0,8 l (max. Füllvolumen: 0,67 l)	9193424	16400687	
	2,4 l (max. Füllvolumen: 2 l)	9193600	13847399	
	4,7 l (max. Füllvolumen: 3,9 l)	9193618	13847376	
	5,7 l (max. Füllvolumen: 4,8 l)	9193627	13847382	
	6,8 l (max. Füllvolumen: 5,7 l)	9193639	14410285	
	9,1 l (max. Füllvolumen: 7,7 l)	9193640	13856665	
Halterung	für Medibox® 6,8 Liter, Stangenhalterung	9193639-0	-	
	für Medibox® 9,1 Liter, Befestigungsschraube	9193640-0	-	

\* weitere Varianten finden Sie online auf unserer Website [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)