

Sicherheitsvenenverweilkanülen

Artikelübersicht: Umstellung von Vasofix® Safety auf Introcan Safety® 3

Introcan Safety® 3



G-Größe	Durchmesser/Länge (mm)	Flow (ml/min)	Kathetermaterial	Art.-Nr.	PZN
24 G	0,7 x 19	22	PUR	4251127-01	11868687
22 G	0,9 x 25	35	PUR	4251128-01	11868701
20 G	1,1 x 25	65	PUR	4251129-01	11868718
20 G	1,1 x 32	60	PUR	4251130-01	11868724
20 G	1,1 x 50	55	PUR	4251137-01	16503743
18 G	1,3 x 32	105	PUR	4251131-01	11868730
18 G	1,3 x 45	100	PUR	4251132-01	11868747
17 G	1,5 x 45	-	Keine Entsprechung		
16 G	1,7 x 32	195	PUR	4251136-01	12644205
16 G	1,7 x 50	185	PUR	4251133-01	12644211
14 G	2,2 x 32	325	PUR	4251135-01	16032031
14 G	2,2 x 50	310	PUR	4251134-01	16032048

Vasofix® Safety



Art.-Nr. FEP	Flow (ml/min)	Art.-Nr. PUR
-	22	4269071S-01
4268091S-01	36	4269098S-01
-	65	4269217S-01
4268113S-01	61	4269110S-01
Keine Entsprechung		
4268334S-01	103	4269330S-01
4268130S-01	96	4269136S-01
4268156S-01	128	4269152S-01
Keine Entsprechung		
4268172S-01	196	4269179S-01
Keine Entsprechung		
4268210S-01	343	4269225S-01

Verkaufseinheit: 200 Stück (4 x 50 Stück), Flussraten gemäß DIN EN ISO 10555-1, Anhang E

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen