



# GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER

... mit den Medibox® Entsorgungsbehältern


## Sicherheit ohne Kompromisse – Tag für Tag



- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gemäß der Vorgaben der DIN EN ISO 23907
- Große Öffnung für die Entsorgung medizinischer Instrumente
- Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Permanent endverschließbar durch Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen auf dem Deckel der Boxen 0,8 L; 2,4 L; 4,7 L; 5,7 L; 6,8 L und 9,1 L, Endverschluss ist hör- und fühlbar
- Kennzeichnung des maximalen Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Autoklavierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
- Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907
- Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gemäß TRBA 250

### FÜR DIE ENTSORGUNG VON

1. Kanülen mit Luer- oder Luer-Lock-Ansatz
2. Penkanülen
3. verschiedenen scharfen und spitzen medizinischen Instrumenten



Medibox®  
0,8 L – 9,1 L



Um den Anwenderfilm zur Medibox® direkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Reader-Applikation einscannen und zur Website gelangen.

Produkt	Totales Volumen	Maximales Füllvolumen	Abmessungen (L/B/H) Deckel (L/B) Boden	Art.-Nr.	PZN	VE	AE-Preis*/Stück	Ihre Bestellung
Medibox® 0,8 L	0,8 Liter	0,67 Liter	9,8 x 9,8 x 18 cm ø 7,5 cm	9193424	16400687	18 Stück	1,86 €	
Medibox® 2,4 L	2,4 Liter	2 Liter	15,1 x 15,1 x 20 cm 11 x 11 cm	9193600	13847399	27 Stück	1,75 €	
Medibox® 4,7 L	4,7 Liter	3,9 Liter	19 x 19 x 20,5 cm 15 x 15 cm	9193618	13847376	25 Stück	2,50 €	
Medibox® 5,7 L	5,7 Liter	4,8 Liter	19 x 19 x 25,7 cm 13,9 x 13,9 cm	9193627	13847382	25 Stück	2,95 €	
Medibox® 6,8 L	6,8 Liter	5,7 Liter	16,7 x 16,7 x 50 cm ø 11 cm	9193639	14410285	22 Stück	3,95 €	
Halterung für Medibox® 6,8 Liter – Stangenhalterung				9193639-0	-	1 Stück	27,30 €	
Medibox® 9,1L	9,1 Liter	7,7 Liter	21,5 x 21,5 x 32,5 cm 17 x 17 cm	9193640	13856665	13 Stück	4,95 €	
Halterung für Medibox® 9,1 Liter – Befestigungsschraube				9193640-0	-	1 Stück	13,15 €	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (s. Homepage).

\* zzgl. MwSt.

Absender: Name/Adresse/Praxisstempel



Ihr Lieferant für Praxisbedarf



Datum



Unterschrift