




# Infusionssysteme Typ TIVA

Gebrauchsfertige Komplettsätze für die Totale IntraVenöse Anästhesie

## ARTIKELÜBERSICHT










Produkt	Eigenschaften / Aufbau	DEHP / Latex-frei	VE / Stück	Art.-Nr.	PZN
 <p>ProSet Intrafix® Primeline (Typ TIVA 2-fach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intrafix® Primeline 150 cm</li> <li>▪ Rückschlagventil</li> <li>▪ 2 arzneimittelbeständige Dreiwegehähne Discifix® C (weiß, blau) mit je einem angeschlossenen Rückschlagventil und 2 Original Perfusor® Leitungen (1,5 x 2,7 mm; 150 cm)</li> <li>▪ Rückschlagventil</li> <li>▪ Verlängerungsleitung (2 x 4,1 mm; 15 cm)</li> <li>▪ Schlauchmaterial: PVC</li> </ul>	▪	10	4187008	06722711
 <p>ProSet Intrafix® Primeline (Typ TIVA 2-fach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intrafix® Primeline 150 cm</li> <li>▪ Rückschlagventil</li> <li>▪ 2 arzneimittelbeständige Dreiwegehähne Discifix® C (weiß, blau) mit je einem angeschlossenen Rückschlagventil und 2 Original Perfusor® Leitungen (1,5 x 2,7 mm; 250 cm)</li> <li>▪ Rückschlagventil</li> <li>▪ Verlängerungsleitung (2 x 4,1 mm; 15 cm)</li> <li>▪ Schlauchmaterial: PVC</li> </ul>	▪	40	4187007	18138101
 <p>ProSet Intrafix® Primeline (Typ TIVA 3-fach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intrafix® Primeline 150 cm</li> <li>▪ Rückschlagventil</li> <li>▪ 3 arzneimittelbeständige Dreiwegehähne Discifix® C (weiß, blau, gelb) mit je einem angeschlossenen Rückschlagventil und 3 Original Perfusor® Leitungen (1,5 x 2,7 mm; 150 cm)</li> <li>▪ Rückschlagventil</li> <li>▪ Verlängerungsleitung (2 x 4,1 mm; 15 cm)</li> <li>▪ Schlauchmaterial: PVC</li> </ul>	▪	50	4187010	06722728

Hinweis für die Anwendung der TIVA-Sets: Durch Lagerung, Transport und Sterilisation können sich vorkonnectierte Verbindungen gelockert haben, deshalb ist es erforderlich, dass vor Benutzung des Infusions-Regimes die Lock-Verbindungen **manuell** nachgezogen werden (gängige Praxis).

# Infusionssysteme Typ TIVA

Gebrauchsfertige Komplettsets für die Totale IntraVenöse Anästhesie

## ARTIKELÜBERSICHT

Produkt	Eigenschaften / Aufbau	DEHP / Latex-frei	VE / Stück	Art.-Nr.	PZN
 <p>ProSet Intrafix® SafeSet (Typ TIVA 2-fach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intrafix® SafeSet 150 cm</li> <li>Rückschlagventil</li> <li>2 Dreiwegehähne Discofix® (blau, blau) mit je einem angeschlossenen Rückschlagventil und 2 Original Perfusor® Leitungen (1,5 x 2,7 mm; 150 cm)</li> <li>Rückschlagventil</li> <li>Verlängerungsleitung (2 x 4,1 mm; 15 cm)</li> <li>Schlauchmaterial: PVC</li> </ul>	 	10	4187009	14360601
 <p>ProSet Intrafix® SafeSet (Typ TIVA 2-fach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intrafix® SafeSet 150 cm</li> <li>Rückschlagventil</li> <li>2 arzneimittelbeständige Dreiwegehähne Discofix® C (weiß, blau) mit je einem angeschlossenen Rückschlagventil und 2 Original Perfusor® Leitungen (1,5 x 2,7 mm; 150 cm)</li> <li>Rückschlagventil</li> <li>Verlängerungsleitung (2 x 4,1 mm; 15 cm)</li> <li>Schlauchmaterial: PVC</li> </ul>	 	50	4187006	11034060
 <p>ProSet Intrafix® SafeSet (Typ TIVA 3-fach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intrafix® SafeSet 150 cm</li> <li>Rückschlagventil</li> <li>3 arzneimittelbeständige Dreiwegehähne Discofix® C (weiß, blau, gelb) mit je einem angeschlossenen Rückschlagventil und 3 Original Perfusor® Leitungen (1,5 x 2,7 mm; 150 cm)</li> <li>Rückschlagventil</li> <li>Verlängerungsleitung (2 x 4,1 mm; 15 cm)</li> <li>Schlauchmaterial: PVC</li> </ul>	 	50	4187011	11034077

Hinweis für die Anwendung der TIVA-Sets: Durch Lagerung, Transport und Sterilisation können sich vorkonnectierte Verbindungen gelockert haben, deshalb ist es erforderlich, dass vor Benutzung des Infusions-Regimes die Lock-Verbindungen **manuell** nachgezogen werden (gängige Praxis).