



# HERNIENCHIRURGIE MIT SYSTEM

B.BRAUN – IHR PARTNER FÜR DIE BAUCHDECKE

# Optilene® MESH PORTFOLIO

SIE HABEN DIE WAHL



» Die Gesundheit von Menschen zu schützen und zu verbessern ist das höchste Ziel von B.Braun.

Als Partner unserer Kunden setzen wir auf ausgewogene Systeme aus Qualitätsprodukten, die wir im konstruktiven Austausch weiterentwickeln.


B.Braun unterstützt Operateure dabei, das Ziel jeder Hernien-OP zu erreichen: die dauerhafte Reparatation der Bruchpforte und die Wiederherstellung der Bauchwandstabilität bei höchstmöglichem Patientenkomfort.

Mit unserem Netzportfolio können wir alle Standardeingriffe in der Hernienchirurgie abdecken und bieten je nach Bedarf die passende Lösung.

...FÜHLEN SIE DEN UNTERSCHIED


## Optilene® MESH LP – Das Extraleichte

- Monofiles Polypropylen ■
- Großporig (Porengröße 1,0 mm) ■
- Flächengewicht 36 g/m<sup>2</sup> ■
- Rundum-Elastizität ■




## Optilene® MESH ELASTIC – Das Elastische

- Monofiles Polypropylen ■
- Großporig (Porengröße 3,6 mm x 2,8 mm) ■
- Flächengewicht 48 g/m<sup>2</sup> ■
- Rundum-Elastizität ■



## Optilene® MESH – Das Universelle

- Monofiles Polypropylen ■
- Großporig (Porengröße 1,5 mm) ■
- Flächengewicht 60 g/m<sup>2</sup> ■
- Rundum-Elastizität ■



## Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

## Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

# Aesculap<sup>®</sup> – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | [www.optilene.de](http://www.optilene.de)

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „Optilene“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

B22501 0118/0.4/1